


[Kd検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用抗Mifウサギポリクローナル抗体 - P14174

商品番号: CM0022834



前書き

ヒトMIFに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。炎症および免疫におけるマクロファージ遊走阻止因子の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MIFウサギpAb
備考／別名	GIF ; GLIF ; MMIF ; IF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4282
GeneID	4282
免疫原	組換えタンパク質；ヒトMIFのアミノ酸2～115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002406.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14174
タンパク質分子量	12 kDa
配送	保冷バッグ