


[Kd バリデーション済] 抗Mrp4/Abcc4

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - O15439

商品番号: CM0006994



前書き

ヒトMRP4/ABCC4を対象としたKDバリデーション済みウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認されています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。多剤耐性研究、トランスポーター研究、サイクリックヌクレオチドシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD バリデーション済] MRP4/ABCC4 ウサギmAb
略称・別名	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10257
遺伝子ID	10257
免疫原	ヒトMRP4/ABCC4 (NP_005836.2) のアミノ酸1067～1325番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15439
タンパク質分子量	150kDa
発送方法	氷袋