


[Kd検証済み] 抗Mrpl13ラビットモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

商品番号: CM0005285



前書き

KD検証済みMRPL13ラビットモノクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのMRPL13タンパク質を認識します。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ミトコンドリアリボソームタンパク質uL13m (Q9BYD1) を標的とします。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL13ラビットmAb
備考/別名	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28998
GeneID	28998
免疫原	ヒトMRPL13 (NP_054797.2) のアミノ酸70-178領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYD1
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ