


Kd検証済み 抗Mrpl53 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96El3

商品番号: CM0018965



前書き

ヒトMRPL53（ミトコンドリア大リボソームサブユニットタンパク質mL53）を標的とするKD検証済みのウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL53 ウサギpAb
別名	mL53; L53MT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	116540
GeneID	116540
免疫原	ヒトMRPL53（NP_444278.1）のアミノ酸1～112番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96EL3
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	氷袋