


【Kd検証済み】Wb、Elisa用抗Mrps18Cウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3D5

商品番号: CM0022561



前書き

ヒトMRPS18C（ミトコンドリアリボソームタンパク質bS18m）を標的とするKd検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトとの交差反応性があります。ミトコンドリア翻訳研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	【Kd検証済み】MRPS18CウサギpAb
備考／別名	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51023
GeneID	51023
免疫原	ヒトMRPS18C（NP_057151.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3D5
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ