

WbおよびElisa用 Kd検証済み抗Mtmr3ポリクローナル抗体 - Q13615

商品番号: CM0015989

前書き

ヒトMTMR3（ZFYVE10、FYVE-DSP1）に対するKd検証済みウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。PI3P代謝および細胞分裂に重要な脂質ホスファターゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[Kd検証済み] MTMR3 ウサギpAb
備考・別名	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [Kd検証済み] MTMR3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8897
GeneID	8897
免疫原	ヒトMTMR3（NP_066576.1）のアミノ酸640～810番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13615
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	氷袋