

[Kd検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mtorウサギモノクローナル抗体 - P42345

商品番号: CM0006469



前書き

WB、IHC-P、ELISA用のKD検証済みmTORウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのmTORに反応し、細胞代謝と成長の中心的な調節因子を標的とします。研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] mTORウサギmAb
備考／別名	FRAP、FRAP1、FRAP2、RAFT1、RAPT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2475
遺伝子ID	2475
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289 kDa
輸送	保冷バッグ