


Kd検証済み Anti-Ndufa13/Grim19 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9P0J0

商品番号: CM0025457



前書き

NDUFA13/GRIM19に対するKD検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体Iおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NDUFA13/GRIM19 ウサギ pAb
備考/別名	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [KD検証済み] NDUFA13/GRIM19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51079
GeneID	51079
免疫原	ヒト NDUFA13/GRIM19 (NP_057049.5) のアミノ酸 1-144 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9P0J0
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ