

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Kd検証済み抗Nf2ポリクローナル抗体 - P35240

商品番号: CM0014198



前書き

Hippo経路における腫瘍抑制因子であるヒトNF2（Merlin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよび神経線維腫症2型の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NF2 ウサギ pAb
備考/別名	ACN; SCH; BANF; merlin-1; F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4771
GeneID	4771
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35240
タンパク質分子量	70kDa
配送	氷袋