

[Kd検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nf2/Merlin ウサギモノクローナル抗体 - P35240

商品番号: CM0004018



前書き

KD検証済み、ヒトNF2/Merlinに対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。腫瘍抑制およびシグナル伝達研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NF2/Merlin ウサギmAb
備考/別名	ACN; SCH; BANF; merlin-1; in
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4771
GeneID	4771
免疫原	組換えタンパク質[ヒトNF2/Merlin (NP_000259.1) のアミノ酸347-595に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35240
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ