

[Kd検証済み]

Wb、Elisa用抗Pcsk9（プロプロテインコンバーターゼ9）モノクローナル抗体 - Q8Nbp7

商品番号: CM0003312



前書き

ヒトPCSK9（プロプロテインコンバーターゼ9）に対するKD検証済みのウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しています。ヒトと交差反応します。コレステロール恒常性およびLDL受容体分解の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] プロプロテインコンバーターゼ9(PCSK9) ウサギmAb
備考/別名	FH3; PC9; FHCL3; NARCI; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; [KD検証済み] プロプロテインコンバーターゼ9(PCSK9)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	255738
GeneID	255738
免疫原	ヒトPCSK9 (NP_777596.2) のアミノ酸593-692位の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NBP7
タンパク質分子量	74kDa
輸送方法	氷袋