


Wb、If/Icc、Elisa用Kd検証済み抗Pdxkポリクローナル抗体 - O00764

商品番号: CM0021645



前書き

ヒトピリドキサルキナーゼ（PDXK）に対するKD検証済みウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ビタミンB6代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み]PDXKウサギpAb
備考／別名	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8566
免疫原	ヒトPDXK（NP_003672.1）のアミノ酸213～312内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00764
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ