

[Kd検証済み] Wb、Elisa用抗Phf11ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uil8

商品番号: CM0006400

前書き

PHF11（BCAP）に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のPHF11を検出します。Th1型免疫応答および転写制御の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] PHF11ウサギmAb
備考／別名	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; [KD検証済み] PHF11
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	51131
GeneID	51131
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPHF11のアミノ酸40～321に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001035533.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIL8
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ