


[Kd検証済み] 抗Ptbp1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P26599

商品番号: CM0007173



前書き

KD検証済みの抗PTBP1

ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAの各アプリケーションでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのPTB P1を検出し、pre-

mRNAスプライシングおよび選択的スプライシング制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] PTBP1 ウサギmAb
別名	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
種	ヒト
GeneID	5725
免疫原	ヒトPTBP1 (NP_114368.1) のアミノ酸1~100番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26599
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤