

Kd検証済み 抗Rab27Aウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa用） - P51159

商品番号: CM0006022



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF）、免疫組織化学（IHC）、ELISA用のKD検証済み抗RAB27Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRAB27Aを認識。膜輸送とエキソサイトーシスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] RAB27A ウサギ mAb
備考/別名	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5873
GeneID	5873
免疫原	ヒトRAB27A (NP_004571.2) のアミノ酸1-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51159
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ