


[Kd検証済み] 抗Rargポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P13631

商品番号: CM0021381



前書き

ヒトレチノイン酸受容体ガンマ（RARG）を標的とするKd検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。遺伝子制御、発生、骨成長に関与する約50 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] RARG ウサギpAb
備考/別名	RARC; NR1B3; RArggamma; [Kd検証済み] RARG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5916
遺伝子ID	5916
免疫原	ヒトRARGの1-70アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000957.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13631
タンパク質重量	50kDa
配送	アイスバッグ