


Kd バリデーション済み 抗Rhot1/Miro1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ixi2

商品番号: CM0024180



前書き

KDバリデーション済みの、ヒトRHOT1/MIRO1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。RHOT1/MIRO1は非定型ミトコンドリアNTPaseです。適用用途：WB、IF/ICC、ELISA。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分子量：71kDa。ミトコンドリア輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD バリデーション済み] RHOT1/MIRO1 ウサギpAb
別名	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [KD バリデーション済み] RHOT1/MIRO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55288
免疫原	組換えタンパク質；ヒト RHOT1/MIRO1のアミノ酸310-590番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。(NP_060777.3)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXI2
タンパク質分子量	71kDa
発送	氷袋