


[Kd検証済み] 抗Serpina3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01011

商品番号: CM0028229



前書き

ヒトSERPINA3（ α 1-アンチキモトリプシン）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。急性相反応やプロテアーゼ阻害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SERPINA3ウサギpAb
備考/別名	ACT; AACT; GIG24; GIG25; α 1-アンチキモトリプシン (SERPINA3)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	12
遺伝子ID	12
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01011
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋