


Wb、If/Icc、Elisa用Kd検証済み抗Sharpinウサギモノクローナル抗体 - Q9H0F6

商品番号: CM0006685



前書き

ヒトSharpin (SIPL1) に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。NF- κ Bシグナル伝達、炎症、直鎖状ユビキチン化の研究に有用です。SWISS: Q9H0F6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SharpinウサギmAb
備考／別名	SIPL1；[KD検証済み] Sharpin
種	ヒト
GeneID（ヒト）	81858
GeneID	81858
免疫原	ヒトSHARPIN（NP_112236.3）のアミノ酸1～126内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H0F6
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤