

[Kd検証済み] Srebf1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Wtn3

商品番号: CM0012129

前書き

KD検証済みのSREBF1を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAに適しています。コレステロール生合成と脂質代謝を調節する重要な転写因子である、ヒトおよびマウスのSREBF1を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SREBF1 ウサギ mAb
備考/別名	ADD1; SREBP1; bHLHd1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6720
遺伝子ID (マウス)	20787
免疫原	合成ペプチド：マウスSREBP1（NP_035610.1）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9WTN3
タンパク質分子量	120 kDa
輸送	保冷バッグ