

Wb、Ihc-

P、Elisa、Chip用Kdバリデーション済み抗Tfebウサギモノクローナル抗体 - P19484

商品番号: CM0008749



前書き

ヒトTFEB（転写因子EB）に対するKDバリデーション済みウサギモノクローナル抗体。TFEBの内在性レベルを検出します。マウスおよびラットと交差反応します。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA、ChIPに使用可能です。オートファジーおよびリソソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFEBウサギmAb [KDバリデーション済み]
備考／別名	TCFEB ; BHLHE35 ; ALPHATFEB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7942
遺伝子ID	7942
免疫原	ヒトTFEB (NP_009093.1) のアミノ酸50～173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19484
タンパク質分子量	44kDa／53kDa
輸送	保冷バッグ