

## Kd検証済み 抗Tfebウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P19484

商品番号: CM0025516



### 前書き

ヒトTFEBに対するウサギポリクローナル抗体で、ノックダウン特異性が検証済み。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。オートファジーおよびリソソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KD検証済み] TFEBウサギpAb                                  |
| 備考/別名       | TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB                      |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 7942                                                 |
| GeneID      | 7942                                                 |
| 免疫原         | ヒトTFEB (NP_009093.1) のアミノ酸50-173に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P19484                                               |
| タンパク質分子量    | 53 kDa                                               |
| 輸送          | アイスバッグ                                               |