

[Kd検証済み] ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗チミジル酸合成酵素 モノクローナル抗体 - P04818

商品番号: CM0006205



前書き

ヌクレオチド生合成における重要な酵素、チミジル酸合成酵素（TYMS）に対する検証済み組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適し、ヒト反応性あり。がん研究および診断開発用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] チミジル酸合成酵素 ウサギmAb
備考/別名	TS; TMS; DKCD; HST422
種	ヒト
遺伝子ID	7298
免疫原	ヒトチミジル酸合成酵素（NP_001062.1）のアミノ酸1-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04818
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ