

[Kd検証済み] Wb、Ip、Elisa用抗Traddモノクローナル抗体 - Q15628

商品番号: CM0011574



前書き

ヒトTRADD (TNFRSF1A-associated via death domain) に対するKd検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。アポトーシスおよびNF-κBシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] TRADD ウサギ mAb
備考/別名	Hs.89862
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8717
GeneID	8717
免疫原	ヒトTRADD (NP_003780.1) のアミノ酸199-312に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15628
タンパク質分子量	34 kDa
発送	保冷バッグ