


Wb、Ihc-

P、If/Icc、Elisa用Kdバリデーション済み抗ビメンチンウサギポリクローナル抗体 - P08670

商品番号: CM0017571



前書き

ヒトビメンチン（P08670）を標的とする高品質なKDバリデーション済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。細胞骨格および細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] ビメンチンウサギpAb
備考／別名	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; in
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7431
遺伝子ID	7431
免疫原	ヒトビメンチン（NP_003371.2）のアミノ酸1～101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ