

【Kd検証済み】 Wb、Ihc-P、Elisa用抗Xpnpep3ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nqh7

商品番号: CM0011692



前書き

【KD検証済み】 XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1) に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。ウエスタンブロット、IHC-パラフィン、ELISAに適しています。標的はペプチドプロセッシングおよびTNFRSF1Bシグナル伝達に参与するミトコンドリアアミノペプチダーゼであり、ネフロン癆研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	【KD検証済み】 XPNPEP3ウサギmAb
備考/別名	APP3; ICP55; NPHPL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63929
GeneID	63929
免疫原	ヒトXPNPEP3 (NP_071381.1) のアミノ酸32～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQH7
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ