


[Kd検証済み] 抗Ythdc1モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q96Mu7

商品番号: CM0006052



前書き

ヒトYTHDC1（KD検証済み）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。重要なm6Aリーダーおよびスプライシング制御因子であるYTHDC1を約85 kDaで検出します。RNA修飾およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] YTHDC1ウサギmAb
備考/別名	YT521; YT521-B; [KD検証済み] YTHDC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	91746
免疫原	ヒトYTHDC1 (NP_001026902.1) のアミノ酸1-71に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96MU7
タンパク質分子量	85kDa (観測値)
配送	アイスバッグ