

【Kd検証済み】Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Znf143ウサギモノクローナル抗体 - P52747

商品番号: CM0007651

前書き

ヒトZNF143（SBF/STAF）を標的とするKD検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとも交差反応します。遺伝子制御およびミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	【KD検証済み】ZNF143ウサギmAb
備考／別名	SBF；STAF；pHZ-1；【KD検証済み】ZNF143
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7702
遺伝子ID	7702
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF143（NP_003433.3）のアミノ酸592～638に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52747
タンパク質分子量	69 kDa
配送	保冷バッグ