

[Kd検証済み] Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Cdk2ウサギモノクローナル抗体 - P24941

商品番号: CM0008540



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAに対応する高品質なCDK2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞周期、DNA修復、がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] CDK2ウサギmAb
備考／別名	CDKN2; p33(CDK2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1017
GeneID	1017
免疫原	ヒトCDK2 (NP_001789.2) のアミノ酸200～298内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質分子量	30 kDa/34 kDa
配送	アイスバッグ