

[Kd検証済み] Cdx2 ウサギ Pab - Q99626

商品番号: CM0021891



前書き

CDX2

ウサギポリクローナル抗体（KD検証済み）は、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットと反応します。腸管上皮転写因子の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] CDX2 ウサギ pAb
備考/別名	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1045
遺伝子ID	1045
免疫原	ヒトCDX2 (NP_001256.3) のアミノ酸14-165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q99626
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ