


## [Kd検証済み] Copb2 ウサギ Polymab® - P35606

商品番号: CM0004973



## 前書き

ヒトCOPB2 (beta'-COP) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCOPB2 (約102 kDa) を検出します。ゴルジ体から小胞体への逆行性輸送に必須のコートマーサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KD検証済み] COPB2 ウサギ PolymAb®                            |
| 備考/別名       | OPDD; MCPH19; beta'-COP                                |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 9276                                                   |
| GeneID      | 9276                                                   |
| 免疫原         | ヒトCOPB2 (NP_004757.1) のアミノ酸657-906に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS       | P35606                                                 |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                 |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |