

Kd検証済み Dnmt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P26358

商品番号: CM0023649



前書き

DNMT1（DNAメチルトランスフェラーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。DNAメチル化およびエピジェネティックな遺伝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] DNMT1 ウサギ pAb
備考/別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; [KD検証済み] DNMT1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1786
遺伝子ID	1786
免疫原	DNMT1（NP_001370.1）のアミノ酸1-124に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
輸送	保冷バッグ