

## [Kd検証済み] Foxk1 ウサギMab - P85037

商品番号: CM0011817



### 前書き

ヒトFOXK1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ChIP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応します。グルコース代謝、筋分化、オートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KD検証済み] FOXK1 ウサギmAb                                                |
| 備考/別名       | FOXKIL                                                               |
| 種           | ヒト                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 221937                                                               |
| GeneID      | 221937                                                               |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトFOXK1のアミノ酸600〜733に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001032242.1)。 |
| 由来          | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                            |
| アプリケーション    | WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                               |
| SWISS       | P85037                                                               |
| タンパク質分子量    | 75 kDa                                                               |
| 輸送          | 保冷剤                                                                  |