


[Kd バリデート済み] Gpx4 ウサギ Pab (Wb、If-P、Elisa用) - P36969

商品番号: CM0019726



前書き

GPX4（グルタチオンペルオキシダーゼ4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデート済み。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。フェロトーシス、酸化ストレス、脂質過酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD バリデート済み] GPX4 ウサギ pAb
備考/別名	MCSP; SMD5; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2879
GeneID	2879
免疫原	ヒトGPX4 (NP_002076.2) のアミノ酸30-197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質分子量	22 kDa
発送方法	保冷バッグ