


[Kd検証済み] Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用Mct1ウサギモノクローナル抗体 - P53985

商品番号: CM0004057



前書き

WB、IF、IHC-

P、ELISA向けにMCT1（SLC16A1）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。KD検証済み、ヒトのモノカルボン酸トランスポーター1（54kDa）を検出します。代謝研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MCT1 ウサギmAb
備考/別名	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6566
遺伝子ID	6566
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMCT1（NP_003042.3）のアミノ酸190-245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P53985
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤