


[Kd 検証済み] Mrpl11 ウサギ Pab - Q9Y3B7

商品番号: CM0024605



前書き

ヒトMRPL11（ミトコンドリアリボソームタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ミトコンドリアタンパク質合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD 検証済み] MRPL11 ウサギ pAb
備考/別名	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; mitochondrial ribosomal protein L11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65003
GeneID	65003
免疫原	ヒトMRPL11 (NP_057134.1) のアミノ酸91-192に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3B7
タンパク質分子量	18kDa/19kDa/20kDa
配送	保冷剤入り