


[Kd検証済み] WbおよびElisa用 Pin1 ウサギMab - Q13526

商品番号: CM0006928



前書き

ヒトPin1 (UniProt Q13526) を標的とするKD検証済みウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット (WB) およびELISA用です。マウスおよびラットと交差反応性があります。内因性Pin1を18 kDaで検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Pin1 ウサギmAb
備考/別名	DOD; UBL5; [KD検証済み] Pin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5300
遺伝子ID	5300
免疫原	ヒトPin1 (NP_006212.1) のアミノ酸1-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13526
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ