

[Kd検証済み] ウサギ抗Timm13モノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa対応) - Q9Y5L4

商品番号: CM0008361

前書き

ヒトTIMM13（ミトコンドリア内膜輸送体サブユニットTim13）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ミトコンドリアタンパク質輸送およびシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	[Kd検証済み] TIMM13 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist関連タンパク質1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26517
GeneID	26517
免疫原	ヒトTIMM13の1-95アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_036590.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y5L4
タンパク質重量	11kDa
配送	アイスバッグ