

[Kdバリデート済] Wb、Elisa用 Stat2 ウサギモノクローナル抗体 - P52630

商品番号: CM0009248



前書き

CamelBio製の高品質[KDバリデート済] STAT2ウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒトおよびラットのSTAT2 (P52630)を認識します。インターフェロンシグナル伝達および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデート済] STAT2 ウサギmAb
備考/別名	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KDバリデート済] STAT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6773
遺伝子ID	6773
免疫原	ヒトSTAT2 (NP_005410.1) のアミノ酸550〜706番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P52630
タンパク質分子量	98kDa
発送	氷袋