


[Kd検証済み] Trim21/Ss-A ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa対応） - P19474

商品番号: CM0019474



前書き

ヒト TRIM21/SS-A (Ro52)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA

について検証済みです。ヒト、マウス、ラットの

TRIM21（54kDa の E3

ユビキチンリガーゼであり、自然免疫およびオートファジーに関与）を認識します。

詳細を学ぶ

パラメータ	詳細
製品名	[KD検証済み] TRIM21/SS-A ウサギ pAb
備考/別名	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6737
GeneID	6737
免疫原	ヒト TRIM21/SS-A (NP_0032632.2) のアミノ酸 86-334 に相当する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19474
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック