

Kdm6A ウサギ Pab - 22289

商品番号: CM0029001

前書き

マウスKDM6A（アミノ酸550-700）に対して作製されたKDM6Aウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM6A ウサギ pAb
備考/別名	Utx; KDM6A
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7403
遺伝子ID (マウス)	22289
免疫原	マウスKDM6A（NP_033509.1）のアミノ酸550-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	154kDa/157kDa
輸送	保冷バッグ