

Kdm6B ウサギポリクローナル抗体 - 216850

商品番号: CM0018690

前書き

マウスKdm6bに特異的なKdm6b (Jmjd3) ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。タンパク質分子量は176kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kdm6b ウサギpAb
備考／別名	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	23135
遺伝子ID	216850
免疫原	マウスKdm6bのアミノ酸90～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001017426.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
タンパク質分子量	176kDa
輸送	保冷バッグ