

Kdm6B ウサギポリクローナル抗体 - Kdm6B

商品番号: CM0015623

前書き

マウスKdm6b（別名Jmjd3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。アミノ酸90～190番を含む組換えタンパク質を免疫原として作製されました。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスのKdm6bと交差反応性を示します。推定分子量：176 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kdm6b Rabbit pAb
備考／別名	Jmjd3; I700064E03Rik; Kdm6b
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	23135
遺伝子ID	216850
免疫原	マウスKdm6b（NP_001017426.1）のアミノ酸90～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
タンパク質分子量	176kDa
発送方法	保冷剤同梱