

Khdrbs1/Sam68 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q07666

商品番号: CM0005880



前書き

KHDRBS1/Sam68 (p62/p68)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。RNA結合およびシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHDRBS1/Sam68 ウサギ mAb
備考/別名	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10657
GeneID	10657
免疫原	ヒト KHDRBS1 (Q07666) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07666
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ