


Khsrp ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q92945

商品番号: CM0005696



前書き

KHSRPウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、IP、ELISA用に検証済みです。mRNAのスプライシング、輸送、分解に関与する73

kDaのRNA結合タンパク質であるfar upstream element-binding protein 2 (FUBP2)を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHSRP ウサギmAb
備考/別名	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8570
GeneID	8570
免疫原	ヒトKHSRP (Q92945) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92945
タンパク質分子量	73 kDa
発送	保冷バッグ