

Kiaa0391/Prorp ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O15091

商品番号: CM0024996



前書き

ヒト KIAA0391/PRORP に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。ミトコンドリアtRNAプロセッシングおよびリボヌクレアーゼP複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIAA0391 Rabbit pAb
備考/別名	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9692
GeneID	9692
免疫原	組換えタンパク質：ヒト KIAA0391（NP_055487.2）のアミノ酸314-583番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O15091
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	氷袋