

WbおよびElisa用Kiaa0513ウサギポリクローナル抗体 - O60268

商品番号: CM0017876

前書き

ヒトおよびマウスサンプルでWBおよびELISAによる検証済みの、KIAA0513を標的とするウサギポリクローナル抗体。脳組織における細胞質タンパク質の局在および神経精神疾患における潜在的な役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KIAA0513ウサギpAb
備考／別名	KIAA0513
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9764
遺伝子ID	9764
免疫原	ヒトKIAA0513 (NP_001273494.1) のアミノ酸1〜301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60268
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ