

Kiaa1456 ウサギポリクローナル抗体 (Trm9L) Wb、Elisa用 - Q9P272

商品番号: CM0028093

前書き

KIAA1456 (TRM9L/tRNAメチルトランスフェラーゼ 9B) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示し、癌研究やtRNA修飾研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIAA1456 Rabbit pAb
備考/別名	TRM9L; hTRM9L; C8orf79; KIAA1456
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57604
GeneID	57604
免疫原	ヒトKIAA1456 (NP_065895.2) のアミノ酸110～330番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P272
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	氷袋