

Wb、Elisa用 Kif2B ウサギポリクローナル抗体 - Q8N4N8

商品番号: CM0025761

前書き

CamelBioのKIF2Bウサギポリクローナル抗体（Q8N4N8）は、WBおよびELISAにおいてヒトKIF2Bキネシンを検出します。ヒト、マウス、ラットで検証済みで、予測分子量は76 kDaです。細胞分裂および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF2B Rabbit pAb
備考/別名	KIF2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84643
GeneID	84643
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKIF2B（NP_115948.4）のアミノ酸544-673に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4N8
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスバック