

WbおよびElisa用Klf17ウサギポリクローナル抗体 - Q5Jt82

商品番号: CM0015180

前書き

ヒトKLF17を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。転写制御、上皮間葉転換、がん生物学に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF17ウサギpAb
備考/別名	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128209
免疫原	ヒトKLF17 (NP_775755.3) のアミノ酸210〜389に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5JT82
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷バッグ